



Produkt Spezifikation

- ✚ VERTIKALER AUFZUGSTYP
- ✚ INSTRUMENTEN - WAGEN
- ✚ STANDARD-PATIENTENSESSEL

ANCAR-S.COM



Eine moderne, schlanke und ergonomische Behandlungseinheit, komplett aus Aluminium gefertigt, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und jahrzehntelang hält.



S⁵⁰

S5

C

Ergonomie und Komfort

Zahnärztlicher Stuhl, der an der Hydribox befestigt ist, mit seitlicher Bewegung und ohne Unterbau. Dies bietet bessere und mehr Arbeitsmöglichkeiten und verleiht der Zahnarztpraxis ein anspruchsvolles Aussehen.

Drehbare Speischale aus Porzellan

Inklusive kabellosem Fußpedal

Die Speifontäne kann um 70° gedreht werden, um den Zugang zum Patienten von beiden Seiten zu erleichtern

Wählen Sie zwischen zwei Geschwindigkeiten des Patientenstuhls

Höhenverstellbarer Assistenzarm mit kapazitiver Tastatur

In der Position verstellbare, abnehmbare und sterilisierbare Instrumentenhalter

Der Wagen ist in der Höhe verstellbar

Ergonomische Griffe am Wagen für eine bessere Handhabung

Der Wagen ist leicht zu bewegen und zu arretieren

Hygiene

Speifontäne und Becken, Wasserhahn und Becherhalter sind abnehmbar und können sterilisiert werden

Standard-Saugschläuche abnehmbar und thermodesinfiziert.

Konzipiert für einfache Reinigung und Desinfektion

Technologie

Stuhlbewegungen über Steuerpedal und Tastatur möglich (Haupt- und Assistent)

Helligkeitsregelung der Lampe am Bildschirm

Touch expert PRO™



7-Zoll-Multitouch-Farbbildschirm, basierend auf Android, orientierbar, mit IPS-Technologie und einfach zu bedienen.

Unbegrenzte Anzahl von Benutzerprofilen mit eigenen Einstellungen

Anzeige von Klinik, Datum und Uhrzeit sowie die Möglichkeit, das Logo der Klinik auf jedem Bildschirm darzustellen

Hochladen von Röntgenbildern und Fotos, Visualisierung von Bildern, Videos und Bedienungsanleitungen des Geräts

Programmierung der Scaler-Arbeitsparameter in ENDO, PERIO, SCALER sowie des Arbeitsbereichs und der Lichtintensität der Instrumente Einstellung der Betriebsparameter des Mikromotors (mit ENDO-Funktionen): Steuerung des Drehmoments in Ncm, Vor- oder Rückwärtslauf, Irrigationsmodus (Sprühen, Steuerung des Drehmoments in Ncm, Vor- oder Rückwärtslauf, Irrigationsmodus (Sprühen / Wasser / Luft), Art des Gegenwinkels und zwei Drehzahlbereiche: 200 bis 40.000 U/min und 100 bis 4.000 U/min.

Liste der möglichen Optionen und Upgrades

Arztinstrumentenablage

GEWINKELTE INOX MINILIGHT 6F SPRITZE [1.8M]	•
POSITION OHNE INSTRUMENT	+
TURBINENSCHLAUCH MIT LED	+
LICHTFREIER MCX BIEN LUFTEINLASS-MIKROMOTOR	+
MCX BIEN LUFTEINLASS-MIKROMOTOR MIT LED	+
2 x MCX BIEN LUFTEINLASS MIKROMOTOR MIT LED	+
DMX2 PRO BIEN AIR ENDO MIKROMOTOR MIT LED	+
2 x DMX2 PRO BIEN AIR ENDO MIKROMOTOREN MIT LED	+
LICHTFREIER EMS-ULTRASCHALL	+
SCHMERZFREIER GEFÜHRTER EMS-ULTRASCHALL	+
ABLAGEN	
OHNE ABLAGE	•
ZUSATZABLAGE	●
DOPPELTE ZUSATZABLAGE 410 x 310 mm	●
ZUSATZABLAGE (NORMAL & DOPPELT)	●

- Standard
- Upgrade (nur 1 Option kann ausgewählt werden)

Instrumentenablage für Krankenschwestern

POSITION	
GELENKIGER UND HÖHENVERSTELLBARER KANÜLENHALTEARM, BEFESTIGUNG AM KOPFTEIL	•
INSTRUMENTE	
SAUGKANÜLE 16 mm	•
SAUGKANÜLE 11 mm	•
GEWINKELTE SPITZE INOX LUZZANI 6F SPRITZE (Assistentenunterstützung)	○
GEWINKELTE SPITZE INOX LUZZANI 6F SPRITZE (Assistentenunterstützung)	○
SATELEC MINILED STANDARD LICHTHÄRTUNGSKIT (in Hilfskanülenhalterung)	+
ABLAGEN	
KANÜLEN-OBERSTE ABLAGE -SET	+

- Optional (nur 1 Option kann ausgewählt werden)
- ⊕ Optional (ohne jede Einschränkung)

Wasserversorgung

LEITUNGSWASSEREINTRITT	•
EIGENWASSERSYSTEM MIT VENTILAUSWAHL	○

Saug

VENTILE	
SELEKTIVES SAUGSCHLAUCHSYSTEM (D1)	•
DÜRR SPEIFONTÄNE VENTILKIT	⊕
ABSCHEIDE-/RÜCKGEWINNUNGSSYSTEM	
DÜRR CS-1 KIT (mit Auswahlventil + Spüleinheit und Belüftung)	○
DÜRR CAS-1 KIT (mit Auswahlventil + Spüleinheit und Belüftung)	○
METASYS TYP 1 KIT (MST1) (98,6%)	○



Stuhl

KOPFSTÜTZE

- KLAPPBARE KOPFSTÜTZE [ANCAR-3000] •
- KOPFSTÜTZE MIT KUGELFÖRMIGER BEWEGUNG UND HANDBREMSE - (AUFPREIS) ●
- KOPFSTÜTZE MIT KUGELFÖRMIGER BEWEGUNG UND PNEUMATISCHER BREMSE - (AUFPREIS) ●

RÜCKENLEHNE

- ANCAR-3000 BREITE RÜCKENLEHNE •

PEDAL

- KABELLOSES ELEKTRONISCHES PEDAL •

ZUBEHÖR (LINKE ARMSTÜTZE)

- DELUXE-ARMSTÜTZE LINKS •

ZUBEHÖR (RECHTE ARMSTÜTZE)

- DELUXE-ARMSTÜTZE RECHTS ⊕

Wassereinheit

- STANDARD-WASSERKASTEN •

Hilfselemente

ABLAGEN

- GELENKIGE HILFSABLAGE (ANCAR) ⊕

LAMPEN

- G-COMM POLARIS LED LAMPENKIT ○
- G-COMM POLARIS DECKENLEUCHTE LED KIT + TRANSFORMATOR ○
- FARO MAIA LED LAMPE KIT ○
- FARO MAIA DECKENLEUCHTE LED KIT + TRANSFORMATOR ○
- FARO ALYA LED LAMPE KIT ○
- FARO ALYA DECKENLEUCHTE LED KIT + TRANSFORMATOR ○
- FARO ALYA THEIA TECH LED-LAMPENKIT ○

BILDSCHIRME

- 2 GELENKARME (FARO) ○
- NEOVO 24VDC 22" DR-22 LCD-BILDSCHIRM ⊕

HEIZGERÄT

- WASSERTASSEN-HEIZKIT ○
- KIT WASSERTASSENHEIZUNG + KIT INSTRUMENTENHEIZUNG ○

ANDERE

- SCHNELLANSCHLUSS-KIT: USB-ANSCHLUSS + LUFT/WASSER + 230V-AUSGANG •
- METALLBODEN ZUR STABILISIERUNG DER WASSEREINHEIT ⊕
- SITZKISSEN FÜR ZAHNÄRZTLICHE GERÄTE ⊕

Hygiene und Desinfektion

HYGIENE-SYSTEM

- AUTORINSE-SYSTEM: INSTR. AUTOMATISCHES SYSTEM ZUR KONTINUIERLICHEN REINIGUNG VON SCHLÄUCHEN ○

DESINFEKTIONSSYSTEM

- WEK WASSERDESINFEKTIONSSYSTEM ○

Ausführung

- STANDARD-POLSTERUNG •
- POLSTERUNG AUS MEMORY-SCHAUMSTOFF "SOFT PLUS" ●
- WEISSE WASSERKASTENABDECKUNGEN •
- FARBIGE WASSERKASTENABDECKUNGEN ●
- TD-600 STUHL ⊕
- TD-700 STUHL ⊕
- TD-800 STUHL ⊕

ancar@ancar-online.com

(+34) 93 754 07 97

Volta dels Garrofers, 41-42.Pol. Ind. Els
Garrofers. 08340 Vilassar de Mar. BCN



by Ancar